


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用Anti-Alox12ポリクローナル抗体 - P18054

商品番号: CM0015018



前書き

ヒト ALOX12 (12-リポキシゲナーゼ) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。約76 kDaのタンパク質を検検出します。血小板活性化、炎症、および腫瘍生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALOX12 Rabbit pAb
備考/別名	LOGI2; 12-LOX; 12S-LOX; ALOX12
種	ヒト
GeneID (ヒト)	239
GeneID	239
免疫原	ヒト ALOX12 (NP_000688.2) のアミノ酸483-663に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18054
タンパク質分子量	76 kDa
配送	アイスバッグ