

抗Alox12Bウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O75342

商品番号: CM0020861

前書き

ヒトALOX12B（12R-LOX）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、ヒト、マウス、ラットを認識します。皮膚バリア機能や脂質代謝の研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALOX12B Rabbit pAb
備考/別名	ARCI2; 12R-LOX; ALOX12B
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	242
GeneID	242
免疫原	ヒトALOX12B（NP_001130.1）のアミノ酸1〜250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75342
タンパク質分子量	80kDa
輸送方法	氷袋