

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Alox15モノクローナル抗体 - P16050

商品番号: CM0006936

前書き

ヒトALOX15（12/15-リポキシゲナーゼ）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。組換えタンパク質免疫原。脂質メディエーター生合成および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALOX15ウサギmAb
備考／別名	LOG15; 12-LOX; 15-LOX; 15-LOX-1; ALOX15
種	ヒト
GeneID（ヒト）	246
GeneID	246
免疫原	組換えタンパク質 組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P16050
タンパク質分子量	75 kDa
輸送	保冷バッグ