

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応 抗Alox15 ウサギポリクローナル抗体 - P16050

商品番号: CM0027548

前書き

ヒトALOX15を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの実使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応し、脂質メディエーター、炎症、免疫制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALOX15 Rabbit pAb
別名	LOG15; 12-LOX; 15-LOX; 15-LOX-1; ALOX15
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	246
遺伝子ID	246
免疫原	ヒトALOX15 (NP_001131.3) のアミノ酸1〜230番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16050
タンパク質分子量	75kDa
発送方法	氷袋梱包