


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Alox15B ポリクローナル抗体 - O15296

商品番号: CM0029396



前書き

ヒト ALOX15B (15-LOX-2) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。PUFA過酸化および免疫調節に関与する76 kDaタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALOX15B ウサギ pAb
備考/別名	15-LOX-2; ALOX15B
種	ヒト
GeneID	247 (ヒト)
免疫原	ヒト ALOX15B (NP_001132.2) のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15296
タンパク質分子量	76 kDa
発送	保冷バッグ