

Wb、If-P、Elisa用抗Alox5モノクローナル抗体 - P09917

商品番号: CM0006995



前書き

WB、IF-P、ELISAでの検証が完了した高品質なウサギ抗ALOX5モノクローナル抗体です。ロイコトリエン生合成の関与因子であるヒト、マウス、ラットのALOX5（5-LO）を検出します。炎症研究および免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALOX5 ウサギmAb
備考／別名	5-LO, 5LPG, LOG5, 5-LOX, ALOX5
反応種	ヒト
GeneID (ヒト)	240
免疫原	ヒトALOX5 (NP_000689.1) のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09917
タンパク質分子量	78kDa/71kDa/74kDa/61kDa/56kDa
発送方法	保冷剤