


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Alox5ウサギポリクローナル抗体 - P09917

商品番号: CM0023979



前書き

WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAで検証済みの高品質抗ALOX5ウサギポリクローナル抗体です。ロイコトリエン生合成と炎症研究における重要な酵素であるヒト、マウス、ラットの5-リポキシゲナーゼ(P09917)を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALOX5 Rabbit pAb
別名	5-LO; 5LPG; LOG5; 5-LOX; ALOX5
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	240
遺伝子ID	240
免疫原	ALOX5 (NP_000689.1)のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09917
タンパク質分子量	78 kDa
配送方法	保冷剤