

Wb、Elisa用 抗Aloxe3 ポリクローナル抗体 - Q9Byj1

商品番号: CM0027075



前書き

ヒト ALOXE3（表皮型リポキシゲナーゼ3）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。皮膚バリアおよび脂質代謝研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALOXE3 ウサギ pAb
備考/別名	LI5; ARCI3; E-LOX; eLOX3; eLOX-3; ALOXE3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	59344
GeneID	59344
免疫原	ヒト ALOXE3 (NP_067641.2) のアミノ酸1-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BYJ1
タンパク質分子量	81kDa
配送	保冷バッグ