


Anti-Alpha-1 Antichymotrypsin (Serpina3) Rabbit Monoclonal Antibody  
For Wb, Elisa - P01011

商品番号: CM0002051



前書き

ヒト Alpha-1 Antichymotrypsin (SERPINA3, ACT)を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み；残基1-423を標的とします。急性相反応およびアミロイド斑病理学の研究に最適です。組換え免疫原。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 製品名        | Alpha-1 Antichymotrypsin (SERPINA3) Rabbit mAb               |
| 備考/別名      | ACT; AACT; GIG24; GIG25; Alpha-1 Antichymotrypsin (SERPINA3) |
| 種          | ヒト                                                           |
| 遺伝子ID (ヒト) | 12                                                           |
| 遺伝子ID      | 12                                                           |
| 免疫原        | 組換えタンパク質                                                     |
| ソース        | ウサギ                                                          |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                    |
| アプリケーション   | WB, ELISA                                                    |
| 交差反応性      | ヒト                                                           |
| SWISS      | P01011                                                       |
| タンパク質分子量   | 48kDa                                                        |
| 配送         | アイスバッグ                                                       |