


Wb、Ihc-P、Elisa用

抗アルファ1アンチキモトリプシン（Serpina3）ウサギポリクローナル抗体 - P01011

商品番号: CM0017500



前書き

ヒトアルファ1アンチキモトリプシン（SERPINA3）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。好中球カテプシンGおよび肥満細胞キマーゼを阻害し、急性期反応およびアルツハイマー病に関与します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アルファ1アンチキモトリプシン（SERPINA3）ウサギpAb
備考／別名	ACT; AACT; GIG24; GIG25; アルファ1アンチキモトリプシン（SERPINA3）
種	ヒト
GeneID（ヒト）	12
GeneID	12
免疫原	組換えタンパク質 ヒトアルファ1アンチキモトリプシン（アルファ1アンチキモトリプシン（SERPINA3））のアミノ酸24～423に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001076.2）。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01011
タンパク質分子量	48kDa
輸送条件	保冷バッグ