

Anti-Alpha-1 Antitrypsin (Serpina1)

モノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P01009

商品番号: CM0005644



前書き

ヒト Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1) を標的とするウサギモノクローナル抗体。組換え免疫原（aa 25-418）。WB、IF/ICC、ELISA で検証済み。呼吸器疾患およびセピン（serpin）研究に使用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1) Rabbit mAb
備考/別名	PI; A1A; AAT; P1I; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5265
遺伝子ID	5265
免疫原	ヒト Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1) (NP_000286.3) のアミノ酸25-418に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01009
タンパク質分子量	47 kDa
配送	アイスバッグ