

ウエスタンブロット、Elisa用 抗A-1アンチトリプシン (Serpina1)

ウサギモノクローナル抗体 - P01009

商品番号: CM0010210



前書き

ヒトα-1アンチトリプシン (SERPINA1) に対するウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISA用。マウス、ラットとの交差反応性あり。プロテアーゼ阻害剤および呼吸器疾患研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	α-1アンチトリプシン (SERPINA1) ウサギmAb
備考/別名	PI; A1A; AAT; PII; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5265
免疫原	ヒトα-1アンチトリプシン (SERPINA1) (NP_000286.3) のアミノ酸1-418に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P01009
タンパク質分子量	47 kDa
輸送	保冷バッグ