


ウエスタンブロット、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗A-1 スペクトリン ポリクローナル抗体 - P02549

商品番号: CM0017585



前書き

ヒトα-1 スペクトリン (SPTA1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。細胞骨格および赤血球膜研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	α-1 スペクトリン ウサギ pAb
備考/別名	EL2; HPP; HS3; SPH3; SPTA; alpha 1 Spectrin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6708
GeneID	6708
免疫原	ヒトα-1 スペクトリン (NP_003117.2) のアミノ酸940-1160に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02549
タンパク質分子量	280kDa
輸送	保冷バッグ