


Anti-Alpha 1 Spectrin Rabbit Monoclonal Antibody For Wb & Elisa - P02549

商品番号: CM0010988



前書き

ヒト alpha 1

Spectrin (SPTA1、P02549) を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。赤血球膜細胞骨格の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	alpha 1 Spectrin Rabbit mAb
備考/別名	EL2; HPP; HS3; SPH3; SPTA; alpha 1 Spectrin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6708
免疫原	ヒト alpha 1 Spectrin (P02549) のアミノ酸2300-2400内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02549
タンパク質分子量	280kDa
配送	アイスバック