


抗アルファ2-マクログロブリン(A2M)モノクローナル抗体

ウエスタンブロット、免疫蛍光（パラフィン）、免疫組織化学（パラフィン）、
Elisa用 - P01023

商品番号: CM0008560



前書き

主要なプロテアーゼ阻害剤であるヒトのアルファ2-マクログロブリン(A2M)を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体です。ウエスタンブロット、免疫蛍光、パラフィン包埋免疫組織化学、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットの種に対応しており、プロテアーゼ阻害機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アルファ2-マクログロブリン(A2M) ウサギmAb
備考/別名	A2MD, CPAMD5, FWP007, S863-7, Alpha-2-Macroglobulin (A2M)
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	2
GeneID	2
免疫原	ヒトA2M (P01023) のアミノ酸1200-1300番に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01023
タンパク質分子量	163 kDa
発送方法	保冷剤