


ウェスタンブロット用 抗アルファ-2-マクログロブリン (A2M)

ポリクローナル抗体 - P01023

商品番号: CM0023080



前書き

ヒトアルファ-2-マクログロブリン (A2M) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。プロテアーゼ阻害機構や血漿タンパク質相互作用の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アルファ-2-マクログロブリン (A2M) ウサギ pAb
備考/別名	A2MD; CPAMD5; FWP007; S863-7; Alpha-2-Macroglobulin (A2M)
種	ヒト
GeneID	2
免疫原	ヒトアルファ-2-マクログロブリン (A2M) (NP_000005.2) のアミノ酸1155-1474に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01023
タンパク質分子量	163kDa
発送	保冷バッグ