


Wb、Elisa用抗Alpha-2-マクログロブリン（A2M）ウサギポリクローナル抗体 - P01023

商品番号: CM0014902



前書き

WBおよびELISAで検証済みのAlpha-2-マクログロブリン（A2M）ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのA2Mを検出します。プロテアーゼ阻害研究に使用されます。UniProt P01023。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Alpha-2-マクログロブリン（A2M）ウサギpAb
備考／別名	A2MD ; CPAMD5 ; FWP007 ; S863-7 ; Alpha-2-マクログロブリン（A2M）
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2
GeneID	2
免疫原	ヒトAlpha-2-マクログロブリン（A2M）のアミノ酸1155～1474に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_000005.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01023
タンパク質分子量	163kDa
輸送	保冷バッグ