


抗A+Bシヌクレイン モノクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用） - P37840 / Q16143

商品番号: CM0010481



前書き

ヒト α + β シヌクレイン（P37840/Q16143）に対するウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISAに対応しています。マウス、ラットと交差反応します。パーキンソン病や神経変性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	α + β シヌクレイン ウサギmAb
備考/別名	NACP; PARK1; PARK4; PDI; alpha + beta Synuclein
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6620/6622
GeneID	6622/6620
免疫原	ヒト α + β シヌクレイン（P37840）のアミノ酸1-100番領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P37840/Q16143
タンパク質分子量	18kDa
発送方法	保冷剤