

Wb、Elisa用抗アルファフェトプロテイン（Afp）モノクローナル抗体 - P02771

商品番号: CM0006798



前書き

ヒトアルファフェトプロテイン（AFP）タンパク質に特異的な組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションで検証済み。約69 kDaのバンドを検出します。がんバイオマーカーおよび出生前診断の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Alpha-Fetoprotein (AFP) Rabbit mAb
備考/別名	AFPD; FETA; HPAFP; Alpha-Fetoprotein (AFP)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	174
GeneID	174
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P02771
タンパク質分子量	69kDa
配送	アイスバッグ