

抗アルファフェトプロテイン（Afp）モノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P02771

商品番号: CM0004733



前書き

ヒトアルファフェトプロテイン（AFP）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。肝がんバイオマーカーの研究および診断アッセイの開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Alpha-Fetoprotein (AFP) Rabbit mAb
備考/別名	AFPD; FETA; HPAFP; Alpha-Fetoprotein (AFP)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	174
GeneID	174
免疫原	ヒトアルファフェトプロテイン（AFP）（NP_001125.1）のアミノ酸19-609に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P02771
タンパク質分子量	69kDa
配送	アイスバッグ