


ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用

抗アルファフェトプロテイン（Afp）モノクローナル抗体 - P02771

商品番号: CM0003326



前書き

ヒトアルファフェトプロテイン（AFP）を標的としたマウスモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫蛍光/免疫細胞染色（IF/ICC）、およびELISAアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応性を示します。肝がんバイオマーカー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アルファフェトプロテイン（AFP）マウスmAb
備考/別名	AFPD; FETA; HPAFP; Alpha-Fetoprotein (AFP)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	174
GeneID	174
免疫原	ヒトアルファフェトプロテイン（Alpha-Fetoprotein (AFP)）の組換えタンパク質
宿主	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02771
タンパク質分子量	69kDa
発送	保冷剤（アイスバッグ）