

抗アルファフェトプロテイン（Afp）ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P02771

商品番号: CM0005840



前書き

ウサギで産生された抗アルファフェトプロテイン（AFP）ウサギモノクローナル抗体で、ヒトAFPを認識します。WB、IF/ICC、ELISAの各アプリケーションに適しています。胎児肝臓で合成される分子量69kDaの分泌型バイオマーカーを標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アルファフェトプロテイン (AFP) ウサギmAb
別名	AFPD; FETA; HPAPF; Alpha-Fetoprotein (AFP)
対象種	ヒト
GeneID	174
免疫原	ヒトアルファフェトプロテイン (AFP) (NP_001125.1) のアミノ酸395～609番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P02771
タンパク質分子量	69kDa
発送	氷袋