

抗アルファフェトプロテイン（Afp）ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P02771

商品番号: CM0014059



前書き

ヒトAlpha-

Fetoprotein（AFP）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。69

kDaのバンドを検出可能です。発生生物学および腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Alpha-Fetoprotein (AFP) ウサギpAb
別名	AFPD; FETA; HPAFP; Alpha-Fetoprotein (AFP)
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	174
GeneID	174
免疫原	ヒトAlpha-Fetoprotein (AFP) (NP_001125.1) のアミノ酸360-609番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02771
タンパク質分子量	69kDa
発送方法	氷袋