


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗A-フォドリン ポリクローナル抗体 - Q13813

商品番号: CM0017102



前書き

ヒトα-

フォドリン（SPTAN1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで確認済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。細胞骨格および分泌研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	α-フォドリン ウサギ pAb
備考/別名	DEE5; NEAS; EIEE5; SPTA2; Alpha Fodrin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6709
GeneID	6709
免疫原	ヒトα-フォドリン（NP_001123910.1）のアミノ酸950-1130に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13813
タンパク質分子量	285kDa
発送	保冷バッグ