


Anti-Alpha Fodrin Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q13813

商品番号: CM0007604



前書き

ヒトAlpha Fodrin（SPTAN1）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの反応性があります。細胞骨格研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Alpha Fodrin Rabbit mAb
備考/別名	DEE5; NEAS; EIEE5; SPTA2; Alpha Fodrin
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6709
遺伝子ID	6709
免疫原	合成ペプチド ヒトAlpha Fodrin（Q13813）のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13813
タンパク質分子量	285kDa
配送	アイスバッグ