

ウエスタンブロット、Elisa用 抗A-インターネキシン ポリクローナル抗体 - Q16352

商品番号: CM0027595

前書き

α-インターネキシン (NF-66, NEF5)
ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのα-インターネキシン（神経中間径フィラメントタンパク質）を認識。神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	α-インターネキシン ウサギ pAb
備考/別名	NEF5; NF66; NF-66; TXBP-1; Alpha Internexin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9118
GeneID	9118
免疫原	ヒトα-インターネキシン (Q16352) のアミノ酸13-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q16352
タンパク質分子量	55kDa
発送	保冷バッグ