

Wb、If-P、Ihc-

P、Elisa用抗Alphaインターネキシンウサギモノクローナル抗体 - Q16352

商品番号: CM0008489

前書き

ヒトAlphaインターネキシン（INA、Q16352）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。神経細胞中間径フィラメント研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Alphaインターネキシン ウサギmAb
備考／別名	NEF5; NF66; NF-66; TXBP-1; Alphaインターネキシン
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9118
免疫原	合成ペプチド ヒトAlphaインターネキシン（Q16352）のアミノ酸350～450の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16352
タンパク質分子量	55kDa
輸送	保冷バッグ