

抗Aサルコグリカン（Sgca）モノクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa対応） - Q16586

商品番号: CM0003401

前書き

ヒトαサルコグリカン（SGCA、50DAG、アダリン）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウス、ラットと交差反応します。筋肉膜の安定性に不可欠な43 kDaのジストロフィン関連糖タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	αサルコグリカン (SGCA) ウサギmAb
備考／別名	ADL; DAG2; 50DAG; DMDA2; LGMD2D; LGMDR3; SCARMD1; アダリン; alpha Sarcoglycan (SGCA)
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6442
GeneID	6442
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q16586
タンパク質分子量	43kDa
発送方法	保冷剤梱包