

抗アルファサルコグリカン（Sgca）ウサギポリクローナル抗体 Wb、If/Icc、Elisa用途 - Q16586

商品番号: CM0026439

前書き

ヒトアルファサルコグリカン（SGCA）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。筋疾患および筋肉膜研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アルファサルコグリカン (SGCA) ウサギpAb
備考/別名	ADL; DAG2; 50DAG; DMDA2; LGMD2D; LGMDR3; SCARMD1; アダリン; alpha Sarcoglycan (SGCA)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6442
遺伝子ID	6442
免疫原	組換えタンパク質；ヒトアルファサルコグリカン（alpha Sarcoglycan (SGCA)）（NP_000014.1）のアミノ酸60～290番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16586
タンパク質分子量	43kDa
発送方法	氷囊同梱