

WbおよびElisa用 抗Alpha Snap モノクローナル抗体 - P54920

商品番号: CM0003174

前書き

ヒトAlpha SNAP (NAPA)
を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB
およびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差
反応性あり。小胞輸送および膜トラフィック研究
に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Alpha SNAP ウサギ mAb
備考/別名	SNAPA; Alpha SNAP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8775
遺伝子ID	8775
免疫原	ヒトAlpha SNAP (P54920) のアミノ酸201-295に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P54920
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷バッグ