

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Alpha Snapポリクローナル抗体 - P54920

商品番号: CM0030604

前書き

CamelBioのAlpha

SNAPウサギポリクローナル抗体（P54920）は、WB、IHC-P、ELISAを目的としています。小胞体-ゴルジ小胞輸送の重要なメディエーターであるヒト、マウス、ラットのAlpha SNAPと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Alpha SNAP ウサギ pAb
備考/別名	SNAPA; Alpha SNAP
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8775
GeneID	8775
免疫原	ヒトAlpha SNAP (NP_003818.2) のアミノ酸1-295に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P54920
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	氷袋