


Wb、If、Ihc-P、Elisa用抗A-シヌクレインモノクローナル抗体 - P37840

商品番号: CM0002638



前書き

ヒトα-シヌクレイン（SNCA）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。神経科学および神経変性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	α-Synuclein Rabbit PolymAb®
備考/別名	PD1; NACP; PARK1; PARK4
種	ヒト
遺伝子ID	6622
免疫原	ヒトα-シヌクレイン（NP_000336.1）のアミノ酸59-140に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P37840
タンパク質分子量	14 kDa
配送	アイスバッグ