


Anti-Alpha-Synuclein Truncation 1-119 モノクローナル抗体 [Mjff-C-24D2] (Slot Blot、If/Icc、Elisa用) - P37840

商品番号: CM0008622



前書き

ヒトおよびマウスのアルファシヌクレイン切断型1-119を標的とするウサギモノクローナル抗体（クローン MJFF-C-24D2）。Slot blot、IF/ICC、ELISAで検証済み。パーキンソン病および神経科学研究におけるタンパク質凝集の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Alpha-synuclein Truncation 1-119 mAb [MJFF-C-24D2]
備考/別名	PD1; NACP; PARK1; PARK4
種	ヒト、マウス
GeneID (ヒト)	6622
GeneID	6622
免疫原	ヒトアルファシヌクレイン (NP_000336.1) のアミノ酸1-119に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	Slot blot、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P37840
タンパク質分子量	14kDa
配送	アイスバッグ