


スロットブロット、Elisa用抗A-シヌクレイン切断1-122モノクローナル抗体 - P37840

商品番号: CM0006210



前書き

ヒトα-シヌクレイン切断1-

122を標的とするウサギモノクローナル抗体。スロットブロットおよびELISAで検証済みで、ヒトと交差反応します。パーキンソン病、シナプス機能、およびアミロイド病理の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Alpha-synuclein Truncation 1-122 mAb [MJFF-D-10B7]
備考/別名	PD1; NACP; PARK1; PARK4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6622
GeneID	6622
免疫原	ヒトα-シヌクレイン (NP_000336.1) のアミノ酸1-122に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	スロットブロット、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P37840
タンパク質分子量	14kDa
配送	アイスバッグ