

Anti-Alpk1 ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - Q96Qp1

商品番号: CM0019643



前書き

ヒトALPK1を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットで検証済み。細菌性ADP-ヘプトースを感知しNF-κBを活性化する、自然免疫における重要なキナーゼであるα-プロテインキナーゼ1を認識します。感染症および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALPK1 Rabbit pAb
備考/別名	LAK; ROSAH; 8430410J10Rik; ALPK1
種	ヒト
遺伝子ID	80216
免疫原	ヒトALPK1（NP_079420.3）のアミノ酸1-473に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96QP1
タンパク質分子量	139kDa
配送	アイスバッグ