

抗Alppl2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P10696

商品番号: CM0025743

前書き

ヒトALPPL2（GCAP）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応しています。ヒトとマウスに交差反応します。胚細胞腫瘍研究やIVDアッセイ開発に最適です。タンパク質分子量は約57 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALPPL2 ウサギ pAb
別名	GCAP, ALPPL, ALPPL2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	251
GeneID	251
免疫原	ヒトALPPL2（NP_112603.2）のアミノ酸20～280番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P10696
タンパク質分子量	57kDa
輸送方法	氷袋