

Wb、Elisa用Als2Cr1ウサギモノクローナル抗体 - Q9Gzt8

商品番号: CM0008900

前書き

ヒトALS2CR1（NIF3様タンパク質1）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。神経分化および遺伝子発現研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALS2CR1ウサギmAb
備考／別名	CALS-7; MDS015; ALS2CR1
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	60491
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9GZT8
タンパク質分子量	42 kDa
輸送	保冷バッグ