

Wb、If、Ihc、Elisa用抗Amacrウサギポリクローナル抗体 - Q9Uhk6

商品番号: CM0017990

前書き

ヒトAMACR (α-メチルアシルCoAラセマーゼ) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。ペルオキシソーム脂肪酸代謝、胆汁酸合成、および関連する代謝異常の研究に有用なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AMACRウサギpAb
備考／別名	RM; RACE; CBAS4; P504S; AMACRD; AMACR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23600
GeneID	23600
免疫原	ヒトAMACR (NP_055139.4) のアミノ酸1〜138に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UHK6
タンパク質分子量	42kDa
出荷方法	保冷バッグ