

Wb、Elisa用抗Amacr/P504Sウサギモノクローナル抗体 - Q9Uhk6

商品番号: CM0007036

前書き

ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を有し、WBおよびELISAで検証済みの抗AMACR/p504Sウサギモノクローナル抗体。ペルオキシソーム脂肪酸代謝および胆汁酸合成の研究に最適です。AMACR/p504S（Q9UHK6）。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AMACR/p504S ウサギmAb
備考／別名	RM; RACE; CBAS4; P504S; AMACRD; AMACR/p504S
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	23600
遺伝子ID	23600
免疫原	ヒトAMACR（NP_055139.4）のアミノ酸1～138に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UHK6
タンパク質分子量	42kDa
輸送	保冷バッグ