


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Ambpウサギポリクローナル抗体 - P02760

商品番号: CM0024164



前書き

ヒトAMBPタンパク質を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションに適しており、マウスとの交差反応性があります。酸化ストレス、プロテアーゼ阻害、組織修復過程の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AMBP ウサギ pAb
備考/別名	AIM, HCP, ITI, UTI, EDC1, HI30, ITIL, IATIL, ITILC, AMBP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	259
免疫原	ヒトAMBP (NP_001624.1) のアミノ酸20-202に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P02760
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ