


抗Ambra1ポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - Q9C0C7

商品番号: CM0017093



前書き

ヒトAmbra1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。オートファジー、細胞周期、腫瘍抑制の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ambra1 ウサギpAb
備考/別名	DCAF3; WDR94; Ambra1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55626
遺伝子ID	55626
免疫原	ヒトAmbra1のアミノ酸1109-1208に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_060219.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9C0C7
タンパク質重量	143 kDa
配送	アイスバック