


Wb・Elisa用抗Ambra1ウサギポリクローナル抗体 - Q9C0C7

商品番号: CM0018712



前書き

ヒトAMBRA1（DCAF3/WDR94）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで実証済みで、マウスと交差反応性を示します。143 kDaのオートファジー・細胞周期調節因子を検出し、I VD研究およびアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ambra1 ウサギ pAb
別名	DCAF3; WDR94; Ambra1
由来種	ヒト
GeneID (ヒト)	55626
GeneID	55626
免疫原	ヒトAmbra1（NP_060219.2）のアミノ酸961-1208に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9C0C7
タンパク質分子量	143kDa
輸送方法	保冷剤