


Anti-Amd1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P17707

商品番号: CM0028469



前書き

AMD1 Rabbit

pAbは、ウェスタンブロットおよびELISAにより、ヒト、マウス、ラットのサンプル中のS-アデノシルメチオニン脱炭酸酵素プロ酵素（SAMDC/ADOMETDC）を特異的に検出します。ポリアミン代謝および胚性幹細胞の維持に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AMD1 Rabbit pAb
備考/別名	AMD; SAMDC; ADOMETDC; AMD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	262
GeneID	262
免疫原	ヒトAMD1 (NP_001625.2) のアミノ酸75-334に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17707
タンパク質分子量	38kDa
配送	氷袋