

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Amhポリクローナル抗体 - P03971

商品番号: CM0024727



前書き

ヒトAMH（ミューラー管抑制因子/MIS）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みであり、ヒト、マウス、ラットと反応します。生殖生物学および発生学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AMH Rabbit pAb
備考/別名	MIF; MIS; AMH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	268
GeneID	268
免疫原	ヒトAMH (NP_000470.3) のアミノ酸360-560に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P03971
タンパク質分子量	59kDa
配送	アイスバッグ