


抗Amhr2モノクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - Q16671

商品番号: CM0007799



前書き

ヒトAMHR2（抗ミューラー管ホルモン2型受容体）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、別名はAMHR/MRII/MISR2/MISRIIです。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。免疫原はアミノ酸50～150番領域の合成ペプチドです。生殖生物学およびシグナル伝達研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AMHR2 ウサギmAb
備考／別名	AMHR; MRII; MISR2; MISRII; AMHR2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	269
GeneID	269
免疫原	合成ペプチド：ヒトAMHR2（NP_065434.1）のアミノ酸50～150番領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q16671
タンパク質分子量	52kDa/63kDa
輸送方法	氷袋