

Wb、Elisa用 抗Amhr2ウサギモノクローナル抗体 - Q16671

商品番号: CM0006529



前書き

ヒトAMHR2（抗ミューラー管ホルモンタイプ2受容体）に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。TGF- β シグナル伝達、性決定、生殖生物学の研究に最適。ヒトAMHR2タンパク質を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AMHR2 ウサギ mAb
備考/別名	AMHR; MR2; MISR2; MISR2; AMHR2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	269
GeneID	269
免疫原	ヒトAMHR2（NP_065434.1）のアミノ酸18-144に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q16671
タンパク質分子量	63 kDa
輸送	保冷バッグ