


抗Amotポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q4Vcs5

商品番号: CM0020032



前書き

ヒトアンギオモチン（AMOT）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。密着結合や細胞遊走の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AMOT ウサギ pAb
略称/別名	AMOT; アンギオモチン
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	154796
GeneID	154796
免疫原	ヒトAMOT（NP_001106962.1）のアミノ酸1000～1084番目の配列に相当する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q4VCS5
タンパク質分子量	118kDa
発送方法	保冷剤