


抗Amotウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q4Vcs5

商品番号: CM0025415



前書き

ヒトAMOT（アンジオモチン）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISA用。タイトジャンクション、血管内皮細胞遊走、Hippoシグナル伝達の研究に適しています。ラットとの交差反応性あり。SWISS: Q4VCS5。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AMOT ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	AMOT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	154796
GeneID	154796
免疫原	ヒトAMOTのアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_573572.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q4VCS5
タンパク質分子量	118kDa
配送	アيسバッグ