

ウエスタンブロットおよびElisa用 抗Amotl1ウサギポリクローナル抗体 - Q8Iy63

商品番号: CM0024599

前書き

ヒトAMOTL1（アンジオモチン様タンパク質1）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。Wntシグナル伝達およびタイトジャンクション研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AMOTL1 ウサギ pAb
備考/別名	JEAP; AMOTL1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	154810
遺伝子ID	154810
免疫原	ヒトAMOTL1（NP_570899.1）のアミノ酸810-900に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IY63
タンパク質分子量	107kDa
輸送	保冷バッグ