

Anti-Amotl2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y2J4

商品番号: CM0021677

前書き

AMOTL2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒトおよびマウスのアンジオモチン様タンパク質2（アクチン構造、細胞結合、Hippo/Wntシグナル伝達の制御因子）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AMOTL2 Rabbit pAb
備考/別名	LCCP; AMOTL2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51421
遺伝子ID	51421
免疫原	ヒトAMOTL2 (NP_001265612.1) のアミノ酸638-837に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y2J4
タンパク質分子量	86kDa
配送	氷袋